

## PureMotion® – Amalgamabscheidung von medentex

Der Amalgamabscheider ist ein neuralgischer Punkt in jeder Zahnarztpraxis. Mit diesem Wissen und über 30-jähriger Erfahrung in der Dentalbranche hat medentex seine Produktreihe PureMotion® entwickelt. Ihre Funktionsweise beruht auf dem einfachen, natürlichen Prinzip der Sedimentation und macht sich die schwerkraftbedingte Fließbewegung des Wassers zunutze – pure motion eben.




Als Experten für dentales Abfallmanagement stellen wir höchste Ansprüche an die Qualität unserer Produkte und Dienstleistungen. Das reicht von der Auswahl unserer Lieferanten bis zur Verarbeitung in unserem Betrieb. Dabei bildet PureMotion® keine Ausnahme. Jedes Modell bauen wir aus hochwertigen, besonders widerstandsfähigen Komponenten, die eine lange Lebens- und Betriebsdauer gewährleisten.

Wir setzen dafür vor allem auf Technik, die sich über Jahre in der Praxis bewährt hat und minimieren so das Ausfallrisiko. Unsere Geräte verzichten weitestgehend auf komplizierte Elektronik und sind deshalb besonders wartungsarm.

### Der medentex Bonus: Regelmäßige Abscheiderentsorgung

Als zertifizierter Fachbetrieb mit mehr als 30 Jahren Erfahrung sind wir Experten auf dem Gebiet der Dentalabfallentsorgung. Darum übernehmen wir die regelmäßige Entsorgung der Amalgamabscheider in unseren PureMotion® Produkten. Feste Austauschintervalle sorgen dafür, dass plötzliche Ausfälle durch volle Abscheider der Vergangenheit angehören.



### amalsuc® Absauganlagen-Desinfektion – für eine zuverlässige, effektive Reinigung

Mit amalsuc® und amalsuc®-Spezial bieten wir Ihnen zwei Produkte, die für die tägliche Reinigung und Pflege Ihrer dentalen Absaug- und Amalgamabscheideanlage geeignet sind. Im Wechsel angewandt, sorgen sie für ein effektives Ergebnis.



**amalsuc®**  
Zur täglichen Reinigung, Desinfektion und Pflege von Absauganlagen und Amalgamabscheidern



**amalsuc®-Spezial**  
Für die wöchentliche Reinigung, Pflege und Sanierung medizinischer Absaugsysteme



Absolut  
zuverlässig

PureMotion® – Die clevere Alternative  
zur Amalgamabscheidung



Sie haben Fragen?  
Unser telefonischer  
Kundenservice berät Sie gern  
**05205-751652**

medentex GmbH  
Piderits Bleiche 11  
D-33689 Bielefeld  
Telefon: +49 (0) 5205 - 751652  
www.pure-motion.com  
info@pure-motion.com

Ein Unternehmen der  
**Rentokil  
Initial** Gruppe

PM-0117-D

## Sedimentationsabscheidung ohne empfindliche Elektronik

Alle PureMotion® Produkte sind mit einem speziellen Sedimentationsabscheider ausgestattet. In Skandinavien vertrauen Zahnärzte bereits seit Jahrzehnten auf die Vorteile der Sedimentationsabscheidung. Diese filtert das Amalgam auf rein physikalischem Weg aus dem Abwasser – durch die natürliche Schwerkraft. Aufgrund dieser durchdachten Bauweise können wir auf empfindliche elektronische Teile in unseren Abscheidern komplett verzichten. Das sorgt für höchste Zuverlässigkeit und gewährleistet einen reibungslosen Dauerbetrieb.



Extrem langlebig

Robuste Technik

### Produkthighlights:

- ✓ Verschiedene Varianten für jede Praxisgröße
- ✓ Sedimentationsabscheidung für zuverlässigen Dauerbetrieb
- ✓ Rein physikalisches Abscheideverfahren ohne empfindliche Elektronik im Abscheider
- ✓ Feste Austauschintervalle beugen Störungen durch volle Abscheider vor
- ✓ Besonders wartungsarm durch bewährte Technik
- ✓ Abscheiderrecycling durch medentex, auf Wunsch Entsorgung aller Dentalabfälle

## Ihre Situation ...

### 1. Nass- oder Trockensaugmaschine vorhanden

- ✓ Verschiedene Varianten für jede Praxisgröße
- ✓ Kompatibel mit vielen Fremdsystemen – wir finden Ihre Lösung
- ✓ Einfach zu installieren
- ✓ Zentrale Amalgamabscheidung im Keller oder auf der Etage

### 2. Neuanschaffung / Ersteinrichtung Ihrer Praxis


- ✓ Verschiedene Varianten für jede Praxisgröße
- ✓ Zentrale Amalgamabscheidung im Keller oder auf der Etage
- ✓ Einfach zu installieren

## Unser Amalgamabscheider:

- ✓ Basierend auf dem Sedimentationsprinzip
- ✓ Feste Austauschzyklen
- ✓ Kein Verkleben durch Pulverstrahlmittel oder Polierpaste

## Unsere Lösung ...

### PureMotion® Systeme ohne Saugmaschine



### PureMotion® Komplettsysteme mit Trocken-Saugmaschine



Sie haben Fragen zu unseren PureMotion® Produkten? Unser telefonischer Kundenservice berät Sie gern: 05205-75 16 52

